


Beställningsunderlag förhöjningsklossar

***=Lagervara**

Alla förhöjningsklossar är köpartiklar

Bild	Artikel	Leverantör	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
	"Bill"	Swereco	*12624	151110	<i>Utgående – levereras så länge vi har dessa på lager.</i> Rundad botten gör den lämplig för snedställda ben Passar ben: Ø 3-5 cm Max brukarvikt: 320 kg inkl. möbelns vikt fördelad på alla fyra ben.
	"Ahlberg" (Styck)	Human Care	*15141	895	Passar både ben (max. 8,5x8,5 cm) och sockel. Får staplas max 4 på varandra.
	Ring till förhöjningskloss		*15142	895-1	Förhöjningsklossen kan kompletteras med ring för att få heltäckande kloss. (för ben mindre än 35 mm)
	"Bull" (4 st/förp)	Swereco	*38573	151105	Passar till möbelben: Ø 3-5 cm Byggbar höjd: 7,5, 10 eller 12,5 cm Max brukarvikt: 320 kg inklusive möbelns vikt fördelad på alla fyra ben.
	"Reko" (Styck)	Swereco	*38574	151100	Invändigt mått: 6x6 cm Byggbar höjd: 5, 7,5, 10 eller 12,5 cm Produkten är tillverkad i massivt trä och tål således alla brukarvikter.
	"Magnum" (Styck)	Swereco	*15162	151130	Passar för bredare ben eller sängar med sockel. Invändigt mått: 10x10 cm Bredd spalt: 3 cm Byggbar höjd: 5, 7,5, 10 eller 12,5 cm Produkten är tillverkad i massivt trä och tål således alla brukarvikter.

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-4098	Version 12.0