




















# Beställningsunderlag hjälpmedel med högre användarvikt

För brukarvikter  $\geq 160$  kg











\*= Lagervara

Bild	Produkt	Leverantör	Sesam nr	Brucarvikt	Kommentar
<b>Gånghjälpmedel och Ståstöd</b>					
	<b>Flex Robust</b> Armbågsstycka Ställbar i höjd	Swereco	*23307	200 kg	Köp Beställs styck.
	<b>Flex Robust</b> med anatomiskt handtag Armbågsstycka Ej ställbar i höjd	Swereco	Hö -43178 Vä -43179	200 kg	Köp Beställs styck.
	<b>Maxi+</b> <i>Utgående – levereras i män av tillgång på lager</i>	Invacare	19165	200 kg	Bredd: 69 cm Handtagshöjd: 81-98 cm
	<b>Rebel förstärkt</b>	Human Care	*29410	250 kg	Bredd: 67 cm Handtagshöjd: 77-93 cm
	<b>Carl-Oskar förstärkt</b>	Human Care	*30615	275 kg	Bredd: 67cm Handtagshöjd: 77-95 cm
	Bure XL Smal <i>Utgående – levereras i män av tillgång på lager</i>	DHG	37891	240 kg	Bredd: 79 cm Höjd: 91 - 131 cm
	Bure XL	DHG	*28233	240 kg	Bredd: 88 cm Höjd: 91 - 131 cm
	Tippbräda <b>Seers El</b>	Medema Physio	52453	205 kg	Liggmått: 70x195 cm El-höjning/El-tipp
<b>Hygienhjälpmedel</b>					
	Duschpall <b>Shower Bench Large</b>  <i>Höjdställbar</i>	DHG	37344	300 kg	Köp Sithöjd: 44-61,5 Sittbredd: 62 cm
	Duschpall <b>Robust</b>  <i>Finns ryggstöd som tillbehör (sesam: 24600)</i>	Swereco	21926	300 kg	Köp Sithöjd: 55 cm (fast*) Sittbredd: 55 cm  *) kan kapas av behörig personal.









<b>Process</b> [Process]	<b>Faktaägare</b> Service, Norrbottens läns landsting	<b>Upprättad av</b> Maria Sjöberg
<b>Dokumenttyp</b> Information	<b>Dokument-Id</b> divse-4-4147	<b>Version</b> 5.0

	Fristående toalettförhöjning <b>Robust</b>	Swereco	<b>*21974</b>  Hink <b>25840</b>	300 kg	Köp Sittbredd: 60 cm Total bredd: 67 cm Sitthöjd: 55 cm <b>Stänkskydd och lockstödsband ingår.</b> <b>Hink beställs separat</b>
	Fast toalettförhöjning <b>My-Loo utan armstöd med kantstopp</b> 6 cm 10 cm	Etac	<b>52976</b> <b>51467</b>	190 kg	Sitsens öppning: 21x27,5 cm Brukarvikt: 190 kg
 	Fast toalettförhöjning <b>My-Loo med armstöd</b> 6 cm 10 cm  <i>*)Stödben måste användas för att öka brukarvikten från 150 till 200 kg, se nedan</i>  <b>Stödben (par)</b>	Etac	<b>52972</b> <b>52973</b>  <b>52977</b>	200 kg*	Sitsens öppning: 21x27,5 cm Bredd mln.armst: 48 cm Sitthöjd: 47,5-60 cm Total bredd: 57 cm
	<b>Swift Mobil 2</b>	Etac	<b>43250</b> <b>*52985</b>	160 kg	Bredd mln.armst: 48 cm Sitthöjd: 45-60 cm Sittbredd: 50 cm Total bredd: 58 cm
	<b>Swift Mobil 2 tilt</b>	Etac	<b>52986</b>	160 kg	Bredd mln.armst: 48 cm Sitthöjd: 50-65 cm Sittbredd: 50 cm Total bredd: 58 cm
	<b>Swift Mobil 2 tilt med XL-rygg och breddad benstödsinfästning</b>	Etac	<b>56655</b>	160 kg	Bredd mln.armst: 54 cm Sitthöjd: 50-65 cm Sittbredd: 50 cm Total bredd: 58 cm
	<b>Combi-Bred</b> <i>Utgående – levereras i mån av tillgång på lager</i>	DHG	<b>28037</b>	200 kg	Bredd mln.armst: 53 cm Sitthöjd: 50,5 – 63 cm Sittbredd: 51 cm Total bredd: 64 cm
	<b>Tango XL</b>	Now Boarding	<b>*53061</b>	250 kg	Bredd mln.armst: 56 cm Sitthöjd: 53 cm Sittbredd: 56 cm Sittdjup: 47 cm Total bredd: 69 cm
	<b>Hygienstol Tiltbar Ergotip 7</b>  El-höjning/ El-tilt	Kontakt tas med hjälpmedelskonsulent. <b>Utanför sortimentsbeställning</b>		200 kg	Bredd mln.armst: 60 cm Sitthöjd: 57-95 cm Sittbredd: 59 cm Total bredd: 71,5 cm
	<b>Hygienstol Tiltbar Ergotip 11</b>  El-höjning/ El-tilt	Kontakt tas med hjälpmedelskonsulent. <b>Utanför sortimentsbeställning</b>		275 kg	Bredd mln.armst: 73 cm Sitthöjd: 55-99 cm Sittbredd: 71 cm Total bredd: 85 cm

<b>Process</b> [Process]	<b>Faktaägare</b> Service, Norrbottens läns landsting	<b>Upprättad av</b> Maria Sjöberg
<b>Dokumenttyp</b> Information	<b>Dokument-Id</b> divise-4-4147	<b>Version</b> 5.0

	<b>Duschvagn TR 4200 Atlas Junior</b>	Kontakt tas med hjälpmedelskonsulent. <b>Utanför sortimentsbeställning</b>		270 kg	Total: 74 x 215 cm Liggyta: 62 x 198 cm
<b>Förflyttning</b>					
<b>Mobila lyftar, standard</b>					
	<b>Viking M</b>	Liko	<b>*57218</b>	205 kg	<i>Viking M finns i ersättningskedja, se beställningsunderlaget för brukarvikt och övriga skillnader.</i>
<b>Mobila lyftar, för tyngre brukare</b>					
	<b>Viking L</b>	Liko	<b>*51892</b>	250 kg	<i>Viking L finns i ersättningskedja, se beställningsunderlaget för brukarvikt och övriga skillnader.</i>
<b>Stationära lyftar vid nyinstallation Vid komplettering för befintlig skena, se sortimentsöversikten.</b>					
	<b>Likorall 242 ES R2R</b>	Ta kontakt med hjälpmedelskonsulent för utredning. Därefter tas kontakt med tekniker via arbetsorder i webSesam för konsultation, projektering och information		200 kg	
	<b>Likorall 250</b>			250 kg	
<b>Lyftselar</b>					
<b>För fler alternativ, se beställningsunderlag för respektive leverantör.</b>					
	<b>Universalsele med förstyvade benstöd XL</b>	Liko	<b>*18879</b>	300 kg	
	<b>Soft Originalsele Hög XXL</b>	Liko	<b>30305</b>	500 kg	
<b>Multiband</b>					
	<b>Standard bredd 10 cm</b>	Liko	<b>35160</b>	200 kg	<i>Multiband används ffa. För att lyfta upp och hålla delar av patientens kropp för att underlägga vid vård, behandling och undersökning</i>
	<b>Bred bredd 20 cm</b>	Liko	<b>33003</b>	200 kg	
<b>Mobil lyft stående förflyttning</b>					
	<b>Minilift 200</b>	DHG	<b>*34105</b>	200 kg	<i>Uppresningslyftarna finns i ersättningskedja, se beställningsunderlaget för Mer information.</i>
	<b>Sabina II</b>	Liko	<b>41453</b>	200 kg	
	<b>Quick Raiser 205</b> <i>Utgående – levereras i mån av tillgång på lager</i>	Etac	<b>41704</b>	205 kg	

<b>Process</b> [Process]	<b>Faktaägare</b> Service, Norrbottens läns landsting	<b>Upprättad av</b> Maria Sjöberg
<b>Dokumenttyp</b> Information	<b>Dokument-Id</b> divise-4-4147	<b>Version</b> 5.0




<b>Manuella förflyttningshjälpmedel</b>					
	För en översyn av manuella förflyttningshjälpmedel som glid- och draglakan, glidtyg, glidmattor och vårdarbälten se beställningsunderlag. <a href="#">12 31 03 Hjälpmedel för glidning och vändning - Vårdgivarwebb Region Norrbotten</a>				
	<b>Repolakan</b>				<i>Nätpolyester För smidig positionering/repositionering/vändning av patient i säng</i>
	135 x 255 cm	Liko	<b>37279</b>	200 kg	
	145 x 255 cm	Liko	<b>52250</b>	500 kg	
<b>För mer information om manuella förflyttningshjälpmedel hänvisar vi till beställningsunderlag</b>					
<b>Arbetsstol</b>					
	<b>Twin El REAL 9200</b>	Mercado	<b>55686</b>	200 kg	Sitthöjd: 36–56 cm Sits: 52 x 45 cm Rygg: 46 x 43 cm
	<b>Twin El REAL 9200</b>	Mercado	<b>52825</b>	275 kg	Sitthöjd: 36-56 cm Sits: 62 x 50 cm Rygg: 56 x 43 cm
	<b>Twin El REAL</b>	Mercado	<b>x</b>	310 kg	Modell utanför sortiment. -kräver särskild förskrivning
<b>Rullstol</b>					
<b>Vid behov av rullstol som inte återfinns i ovanstående produkter – ta kontakt med hjälpmedelskonsulent för konsultation.</b>					
	Allorundrullstol <b>Cross 5 XL</b>	Etac	Se beställningsunderlag	160 kg	Sittbredd: 47,5 – 60 cm
	Allroundrullstol <b>Quickie M6</b>	Sunrise Medical	<b>*30619</b>	295 kg	Sittbredd: 65 cm Sittdjup: 47 cm Sitthöjd: 50 cm
	Komfortrullstol, trp <b>Azalea Max Assist</b> 55 cm 61 cm	Invacare	<b>*44299 44300</b>	180 kg	Sittbredd: 55/61 cm Sittdjup: 50-57 cm Sitthöjd: 45cm
	Komfortrullstol, drivhjul <b>Azalea Max</b> 55 cm 61 cm <i>Utgående – levereras i mån av tillgång på lager</i>		<b>39877 34032</b>	180 kg	Sittbredd: 55/61 cm Sittdjup: 50-57 cm Sitthöjd: 45cm
	Action Ampla	Kontakt tas med hjälpmedelskonsulent. <b>Utanför sortimentsbeställning</b>		300 kg	Sittbredd: 60,5/65,5/70,5/75,5 cm Sittdjup: 46 alt 51 cm Sitthöjd: 38-45,5 cm (steg om 2,5 cm)

<b>Process</b> [Process]	<b>Faktaägare</b> Service, Norrbottens läns landsting	<b>Upprättad av</b> Maria Sjöberg
<b>Dokumenttyp</b> Information	<b>Dokument-Id</b> divise-4-4147	<b>Version</b> 5.0

**Sittdynor för högre användarvikt – se beställningsunderlagen**

<b>El-rullstol</b>					
	Scooter X1, 3W	Minicrosser	<b>52705</b>	175 kg	<i>Mer information se respektive beställningsunderlag.</i>
	Scooter X1, 4W	Minicrosser	<b>57288</b>		
					
	Scooter X-HD 4W	Minicrosser	<b>57289</b>	250 kg	
	<b>iChair XXL</b> 200 kg går 10km/h  250 kg går 6 km/h Ta kontakt med hjm. konsulent	LB Medical	<b>57548</b>  x	200 kg  250 kg	
	Q700M HD	Sunrise Medical	<b>57406</b>	250 kg	
<b>Säng (se beställningsunderlag sängar 18 12 10)</b>					
	<b>Scanbed 755</b> 90 cm 105 cm 120 cm	Invacare	<b>*53912</b> <b>53914</b> <b>53916</b>	200 kg	Bäddmätt: 90, 105, 120 cm brukarvikt: 200 kg
	<b>Qvintett Large</b>	Comfortsystem	<b>*55759</b>	250 kg	Yttermått: 132x214 cm Bäddmätt: 120x200 cm Brukarvikt: 250 kg
	<b>Octave</b>	Invacare	<b>29293</b>	350 kg	Yttermått: 130x221 cm Bäddmätt: 116x205 cm Brukarvikt: 350 kg  <i>Madrass kan förskrivas som tillbehör då denna har ett specialmått, se beställningsunderlaget.</i>
<b>Sängryggstöd</b>					
	<b>Mittmonterad</b> Bredd: 120 cm	Caretec	<b>45165</b>	210 kg	Motorn är monterad under mitt under ryggstödet.
	<b>Sidomonterad</b> Bredd: 120 cm	Caretec	<b>55755</b>	210 kg	Motorer är monterad både på höger- och vänster sida (2 motorer).

<b>Process</b> [Process]	<b>Faktaägare</b> Service, Norrbottens läns landsting	<b>Upprättad av</b> Maria Sjöberg
<b>Dokumenttyp</b> Information	<b>Dokument-Id</b> divse-4-4147	<b>Version</b> 5.0

<b>Överflyttningsplattform</b>					
	<b>ReTurn 7600</b>	DHG	<b>57157</b>	205 kg	Mer information se respektive beställningsunderlag.
	<b>Molift Raiser Pro</b>	Etac	<b>*46817</b>	170 kg	Mer information se respektive beställningsunderlag.
	<b>Sara Stedy Sara Stedy Compact</b>	ARJO	<b>57638 57572</b>	182 kg	Längd: 92 cm, Bredd: 63-88 cm Längd: 89 cm, Bredd: 63-88 cm  Mer information se respektive beställningsunderlag.

<b>Process</b> [Process]	<b>Faktaägare</b> Service, Norrbottens läns landsting	<b>Upprättad av</b> Maria Sjöberg
<b>Dokumenttyp</b> Information	<b>Dokument-Id</b> divse-4-4147	<b>Version</b> 5.0