

Cyklokapron

Vid elektiva höft- och knäprotesoperationer

Syfte

Garanterar patientens säkerhet och ett professionellt omhändertagande samt undvika missförstånd genom att följa nedanstående struktur.

Indikation

CYKLOKAPRON (TRANEXAMSYRA) Minskar den postoperativa blödningen med 250 ml i genomsnitt.

Dosering

100 mg /ml Cyklokapron

1 injektion á 1 g ges som långsam injektion intravenöst under 5-10 minuter. Kan behöva dosanpassas om patientvikt <50 kg.

Behandlingen påbörjas samtidigt som operationen vid höftproteskirurgi.

Vid knäproteskirurgi där blodtomt fält används påbörjas behandlingen 10 minuter innan operationen avslutas och det blodtomma fältet släpps på. Om blodtomhet ej används påbörjas behandlingen samtidigt som operationen.

Behandlingstid

1 dos vid primära höft- och knäplastiker.

Vid revisionskirurgi kan behandlingen förlängas men kräver separat läkarordination.

Kontraindikationer

Aktiv tromboembolisk sjukdom (CVS, lungemboli, djup ventrombos), subarachnoidalblödning och överkänslighet.

Försiktighet

Njurinsufficiens och patienter med familjär tromboembolisk sjukdom.

Interaktioner

Se FASS

KÄLLA:

Benoni et al.

Acta Orthop 2001;72(5) 442-448

Huvudprocess	Specialitet Ortopedi	Processledare Jan Viklund	Sida 1 av 1
Dokument-Id CAREACTMED-3-101	Godkännadatum 2016-01-18	VIS-Redaktör Karin Sjösten	Version 1.0