

Nefrouretärectomi i en seans – Arbetsrutin, AnOpIVA Sunderby Sjukhus

Iordningställande av operationssal

- Portabla diatermin och reserv sug (förråd C-modul) placeras på vardera sida av patient.
- Pannlampa och ljuskälla (förråd C-modul + pannlampan utanför sal 307)
- Diatermiprogram: KIR Laparotomi eller URO Laparotomi+ Sax bipolär med bilden ” 2 pedaler”.
- Slusspersonal kommer med stöden och kuddarna. Rutin finns i DKE-slussen
- Operatör står på ryggsidan.

Iordningställande av operationsbord

- Universalbord med förlängningsskenor på båda sidor.

Patientens läge på operationsbordet

- Operatör medverkar vid uppläggningsen. **OBS ! direkt patient sövts söker den ena av op-personalen (passet) operatör samtidigt som den andra av op-personalen (op.ssk) sätter KAD. När operatör kommer tvättar op.ssk in sig och övrig personal hjälper till vid uppläggningsen.**
- **Sidoläge:** brytningen på universalbordet är i höjd med patientens midja-navel. Kuddar läggs mellan benen. Tensoplast över höften för att fixera patienten på bordet. Sidostöd.
- **Ryggläge:** brytningen på universalbordet ska vara i höjd med patientens midja-navel.

Tvätta och klä

- Håravkortning v.b.
- Tvätta med descutan och sedan med Klorhexidinsprit från sterunom och ner till symfyssen, mot kotpelaren och nedanför naveln.
- Klä fyrfält.
- Sätt KAD steril.

Observera tillvägagångssätt

- **OBS !!** kan utföras på 2 sätt:
- **1:** i sidoläget lossas njuren och övre delen av uretären. De lämnas kvar och såret sutureras. Patient vänds sedan till ryggläge för att man ska lossa resten av uretären till urinblåsan. Uretären avlägsnas sedan från urinblåsan via nedre medellinjesnitt. (Täck över instrumenten under vändningen)
- **2:** i sidoläget lossas njuren och uretären ända ner till urinblåsan och avlägsnas. **Ej Seans 1, ej vändning, allt sker i sidoläget.**

Op.kod: KAC 20	Nefrouretärectomi i en seans	Antal	Hylla
INSTRUMENT/SET	KIR Grundgaller 1	1	STF
	Kärlset mellan	1	STF
	Hake Permann	1	STF
	Penag Ochner 24 cm	5	STF
	Sav diatermi 22 och 30 cm	1+1	STF
	Hake Martin Doyen 160cm	1	STF
<i>I genomräknings-skåp</i>	Njurtillägg	1	73:1
	Kärklämmare Satinsky	1	STF
	Njurkärklämmare	1	STF
	Surgiflo	1	C-modul
STERILT MATERIAL	KIR Laparatomiset	1	STF
	Diatermi monopolär	1	STF
	Kompress gröna	1	Sal
	Blå tork	1	Sal
	Vesselloops (helst gula)	1	Sal/STF
	Handskar		Sal
	KAD Biocath 14 ch	1	Sal
	Steril uribag	1	C-modul
SUTUR	Vicryl 2/0 SH		
	Vicryl 0 CT		
	Vicryl 0 ligatur		
	PDS 2/0 150 cm		
	Hudsutur Monocryl		
FRÅN LÄKEMEDELS-FÖRRÅDET			
FÖRBAND	Aquacel surgical		
ÖVRIGT			